



**Institut für  
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene**

*Institutsdirektor*

Prof. Dr. med. Thomas Miethke

Telefon: +49 621 383-2513

Telefon: +49 621 383-2224 (Sekretariat)

Telefax: +49 621 383-3816

**Thomas.Miethke@umm.de**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**  
des  
**Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene**  
der Universitätsmedizin Mannheim

***KONTAKT Sekretariat Institutsleitung***

Universitätsmedizin Mannheim

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene

**Institutsdirektor: Prof. Dr. med. Thomas Miethke**

Theodor-Kutzer - Ufer 1-3

68167 Mannheim

Tel.: 0621 / 383-2513

**Sekretariat:** 0621 / 383-2224 Fax 0621 / 383-3816

***KONTAKT Laborbereiche entnehmen Sie bitte der Institutshomepage.***

Das Institut nimmt an den bundesweiten Ringversuchen von Instand e.V., bei ausgewählten Parametern auch von anderen Anbietern (MGZH/Schweiz, ESfEQA, QCMD, Niedersächsische Landesgesundheitsamt/Aurich, Qualitycheck/Italien, LGC) sowie an Laborvergleichen teil.

# 1. Allgemeine Informationen

Das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene (IMH) der Universitätsmedizin Mannheim beschäftigt sich mit den Schwerpunkten der

- Analyse von Proben auf Infektionserreger und Antikörper
- Beratung zu Antibiotikatherapien und bei infektiologischen Problemen
- Stationsvisiten
- Nosokomiale Surveillance und Beratung in Fragen der Krankenhaushygiene

Dieses Leistungsverzeichnis soll einen Überblick über das Untersuchungsspektrum des IMH geben und ist dazu in Abschnitte gegliedert:

- Abschnitt 2 bis 4: Allgemeine Informationen zur Diagnostik in den Laborbereichen
- Abschnitt 5: Angaben über die Messunsicherheit der Ergebnisse
- Abschnitt 6: alphabetisch nach Erregertyp geordneter Leistungskatalog
- Abschnitt 7: Abkürzungsverzeichnis

Die Anforderungen der Leistungen erfolgen mittels „order-entry“ in IMED.

Bei I-MED-Störung können Anforderungsscheine über die Intranetseite des IMMH gedruckt werden.

## 2. Diagnostik in der Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie

### 2.1 *Allgemeine bakteriologische Untersuchung*

Anzüchtung, Differenzierung und Resistenztestung relevanter Keime aus verschiedenen Untersuchungsmaterialien. Dabei eingeschlossen sind leicht anzüchtbare Keime wie Staphylokokken, Streptokokken (Pneumokokken, Enterokokken, A-Streptokokken, B-Streptokokken), etc., sowie Enterobacteriales (Escherichia spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp. etc.) und nicht-fermentative Stäbchenbakterien/„Non-Fermenter“ (Pseudomonas spp., Stenotrophomonas spp., Acinetobacter spp., etc.).

Bei Proben aus Arealen mit Standortflora (z.B. aus der Rachen- oder Analregion) ist es unter Umständen schwierig einen Leitkeim auszumachen, wenn diverse fakultativ pathogene Keime überwuchern. Daher sind Verdachtsdiagnosen oder Angaben zu einem speziell gesuchten Keim (z.B. Acinetobacter spp., Burkholderia spp.) hilfreich.

### 2.2 *Anzüchtungen spezieller Keime auf Spezialnährböden*

Bakterielle Erreger, die schwer anzüchtbar sind und/oder deren Kultivierung besondere Wachstumsbedingungen voraussetzt (und die daher meist bei der Anzucht „Allg. Bakteriologie“ nicht nachweisbar sind) bedürfen einer gesonderten Anforderung:

- Anaerobier, Aktinomyzeten, Legionella spp., Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken), Nokardien
- Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. (spezielles Entnahmeset „Mycofast“ erforderlich)
- Mykobakterien

### 2.3 *Screening hygienerrelevanter Keime*

- MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus):
  - Anzüchtung: Nasen-, Rachen- und Wundabstriche etc.
  - PCR: Nasenabstriche (spezielles Entnahmeset, PCR)
- VRE (Vancomycin-resistenter Enterococcus): Analabstriche (bevorzugt rektal), Stuhl
- MRGN bei Enterobacteriales, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii cpx:
  - Abstriche (bevorzugt rektal), Stuhl

## 2.4 Untersuchungen von Nativmaterial

- Mikroskopische Untersuchungen:
  - Gramfärbung (und Methylenblaufärbung bei Liquor): Diese erfolgt automatisch bei BAL, Liquor, Punktaten (bei anderen Materialien nur nach Anforderung).
  - Spezialfärbungen für Mykobakterien
  - Tusche-Präparat Liquor (zum Nachweis von *Cryptococcus neoformans*)
  - Mikroskopie von Dermatophyten, Schimmelpilzen
- Antigennachweise aus Nativmaterial („Schnellteste“):
  - Meningitis-Latexagglutination (Li): Antigennachweis von Pneumokokken, *Neisseria meningitidis* (Serogruppe A, C, Y/W135, B), *E. coli* K1, *Haemophilus influenzae* Typ B, B-Streptokokken
  - Pneumokokken-Antigennachweis (Urin, Li -> Serologie).
  - Legionellen-Antigennachweis (Urin -> Serologie)

## 2.6 Stuhluntersuchungen

- Bakteriologisches Labor:
  - Allgemeine Stuhluntersuchung (TPE): *Salmonella* spp, *Shigella* spp
  - *Aeromonas* spp.
  - *Campylobacter* spp.
  - *Yersinia* spp
  - Enteropathogene *E. coli*
  - *Clostridioides difficile*-Diagnostik
  - Wurmeier, Larven
  - Entamoeben-, Lamblien-, Cryptosporidien- sowie Diagnostik weiterer Protozoen
  - Antigennachweis für *H. pylori*
- PCR-Labor:
  - Diagnostik für virale Gastroenteritis-Erreger
- Serologie-Labor:
  - Immunologischer Nachweis von okkultem Blut im Stuhl

## 2.7 Mykobakterien (*M. tuberculosis*-Komplex und Nicht-tuberkulöse Mycobakterien)

- Mikroskopie: Ziel-Neelsen-Färbung zum Nachweis von „säurefesten Stäbchen“
- Anzüchtung (diverse Materialien)
- Diagnostik disseminierter Mykobakteriose bei AIDS wird in Heparinblut versendet.
- MTB Komplex PCR = *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. microti* (PCR aus Nativmaterial und positive Kultur)
- NTM DNA Nachweis aus positiven Kulturen (PCR)
- Quantiferon-TB-Test: IGRA zum indirekten, immunologischen Nachweis von spezifischen Lymphozyten (spezielles Entnahmeset erforderlich, Serologie-Labor)

## 2.8 Pilze

- Allgemeine mykologische Untersuchung mit Anzüchtung, Differenzierung und Antimykogramm (nur Sprosspilze) von Spross- und Schimmelpilzen
- Anzüchtung und Mikroskopie von Dermatophyten
- Antigennachweise für *Cryptococcus neoformans* (Serologie-Labor)
- Antigen- und Antikörpernachweise für *Aspergillus* spp. und *Candida* spp., im Serologie-Labor

## 3. Diagnostik in der Serologie und PCR

### 3.1 *Allgemeine Bemerkung zu serologischen Untersuchungen*

In der Serologie werden Antigen- und Antikörperuntersuchungen durchgeführt (s. Leistungskatalog). Zur Untersuchung auf eine intrathekale Antikörperproduktion muss zur Berechnung des Antikörperindex ein zeitgleich abgenommenes Serum-Liquor-Paar eingesendet werden und zusätzlich die Untersuchung der Materialien im IKC (IgG, IgM, Albumin) erfolgen. Bei Antikörpernachweisen ist zu beachten, dass Antikörper bei frischen Infektionen unter Umständen noch nicht nachweisbar sein können. Daher kann in Abhängigkeit vom Erreger eine Verlaufskontrolle sinnvoll sein, um eine Titerbewegung aufzuzeigen. Maternale IgG bei Neugeborenen können ca. 6-18 Monate nachweisbar sein, sodass Antikörperbefunde im Gesamtkontext betrachtet werden müssen und ggf. Direktnachweise (z.B. mittels PCR) vorzuziehen sind. Jegliche Form der Immunsuppression kann die Infektionsdiagnostik mittels Antikörpernachweise beeinflussen. Auch hier sollte bei negativer Serologie ggf. der Direktnachweis angeschlossen werden. Passive Antikörperübertragungen durch Immunglobulingabe oder Transfusionen (z.B. FFP), sowie Plasmapheresen können ebenfalls die serologische Diagnostik beeinflussen.

### 3.2 *Allgemeine Bemerkung zum Nukleinsäurenachweis (PCR)*

Mittels PCR kann in unterschiedlichen Probenmaterialien erregerspezifische Nukleinsäuren amplifiziert und nachgewiesen werden. Das Material sollte dazu ungeöffnet (bzw. in einem separaten Röhrchen) in das PCR Labor eingesandt werden, da Kontaminationen und DNA-/RNAsen das PCR-Ergebnis negativ beeinflussen können.

### 3.3 *Externe Untersuchungen*

Untersuchungen, die im IMH nicht routinemäßig durchgeführt werden, werden automatisch an die entsprechenden Referenz-/Konsiliarlaboratorien gemäß der RKI-Liste bzw. an externe Labore, deren Akkreditierungsurkunde vorliegt, weitergeleitet. Spezielle Wünsche bitte in die Auftragsbemerkung eintragen. Name und Anschrift der Labore, die externe Leistungen erbringen, können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

## 4. Untersuchungen im Hygienelabor

Im Hygienelabor des IMMH werden krankenhaushygienische Untersuchungen, mikrobiologische Untersuchungen nach TrinkWV und Sterilitätsprüfungen durchgeführt.

### 4.1 *Krankenhaushygienische Untersuchungen*

Die Proben werden mit einer geeigneten Fragestellung direkt ins Labor gebracht. Wenn ein geeignetes Medium für die Probenahme erforderlich ist, kann es unmittelbar vor der Probenahme im Labor abgeholt werden. Je nach Fragestellung kommen selektive oder nicht selektive Medien zum Einsatz.

### 4.2 *Mikrobiologische Untersuchungen nach Trinkwasserverordnung*

Wasserproben werden in enger Absprache von eingewiesenen Probenehmern des Labors entgegengenommen. Sie werden nach den Erfordernissen der Trinkwasserverordnung auf folgende Parameter untersucht: Legionella, E.coli/coliforme, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa und Gesamtkeimzahl bei 22°C bzw. 36°C.

### 4.3 *Sterilitätsprüfungen*

Das Labor führt Sterilitätsprüfung von Proben durch, die durch den Kunden bereitgestellt werden.

## 5. Messunsicherheit

Die Messunsicherheit fasst die wesentlichen Faktoren zusammen, die das Messergebnis beeinflussen können, und gibt somit das Ausmaß des möglichen Fehlers des Ergebnisses an. Um die Streuung der möglichen Ergebnisse zu beschreiben, wird der Begriff der Messunsicherheit verwendet.

Die Messunsicherheit wird einerseits durch präanalytische Faktoren und andererseits durch das Messverfahren selbst bestimmt

In jedem Abschnitt der Untersuchung, von der Probenahme bis zur Messung, treten Abweichungen vom wahren Wert auf, da die Messbedingungen schwanken.

**Präanalytische Komponente** der Messunsicherheit sind:

- Qualität der Probenahme, Qualität und Eignung der gewonnenen Probe
- Zirkadiane Schwankungen
- Transportgefäße
- Transportzeit
- Lagerungsbedingungen
- Zentrifugation
- Schwankungen von Umweltbedingungen
- Individuelle Erfahrung des einzelnen Untersuchers
- Mitführen geeigneter Qualitätskontrollen

Im Bereich der Bakteriologie, Parasitologie und Pilzlabors hat die präanalytische Komponente einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis. Wir bitten aus diesem Grund, diese Komponente sehr genau zu beachten. Anleitungen bezüglich Probenahme, Lagerung und Transport finden sich im Leistungsverzeichnis, in der Liste der zu verwendenden Transportgefäße, in der Anleitung Präanalytik und in den einzelnen Arbeitsanweisungen der Bakteriologie (IMMH\_bSA\_)

Da die Untersuchung lebender Mikroorganismen von so vielen Variablen abhängig ist, ist es in der Bakteriologie nicht sinnvoll Werte für die Messunsicherheit anzugeben.

Der qualitative Nachweis von Erregern mittels Mikroskopie, Kultur oder PCR, die Speziesbestimmung und die Bestimmung der Antibiotikaempfindlichkeit, wird im Labor anhand regelmäßiger externer Qualitätskontrollen (Ringversuche) in ihrer Messunsicherheit erfasst und überprüft.

Im Bereich der Serologie werden Messunsicherheiten von qualitativen Ergebnissen anhand von Ringversuchen überprüft. Für Agglutinationen und Immunfluoreszenzen sind bei Serumverdünnungen zwei Titerstufen Messunsicherheit zulässig und auch zu erwarten.

Quantitative Bestimmungen unterliegen einer analysenspezifischen Ungenauigkeit.

Die Messunsicherheiten der verwendeten Analyseverfahren werden im Labor regelmäßig und aktuell bestimmt und können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Messunsicherheit beschreibt ein Intervall in dem der Wert der Messgröße mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt

Bei bioanalytischen Methoden liefern die Richtigkeit und die Präzision eines Testes den größten Beitrag zur Gesamtmessunsicherheit.

Die Richtigkeitskomponente wird durch Teilnahme an externen Ringversuchen sichergestellt.

Die Präzisionskomponente ist ein Maß für die Schwankungen der Analysenwerte aufgrund zufälliger Fehler. Für die Berechnung der Präzisionskomponente werden Qualitätskontrollwerte verwendet. Aufgrund dieser Werte wird die Messunsicherheit computergestützt berechnet.

## 6. Leistungsverzeichnis (alphabetisch geordnet nach Erregertyp)

Erregertyp	Methode	Materialanforderungen	Bearbeitungszeit	Durchführung	Labor
<b>Actinomyces spp.</b>					
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	Bis zu 10 Tage	täglich	Bak
<b>Adenovirus (siehe auch Filmarray respiratorisches Panel oder Enterisches Virus Stuhl- Panel)</b>					
DNA-Nachweis	PCR	BAL/ RA	1 Tag	Bei Bedarf	PCR
DNA-Nachweis	PCR	Stuhl	1 Tag	werktags	PCR
DNA-Nachweis	PCR	EDTA-Blut	1-2 Tage	mehrmals/Woche	PCR
<b>Aeromonas</b>					
Kultur	Peptonwasseranr.	Stuhl	2 Tage	werktags	Bak
<b>Affenpocken</b>					
DNA-Nachweis	PCR	Abstrich	1 Tag	Bei Bedarf	PCR
<b>Aspergillus spp. (Schimmelpilze)</b>					
Antikörpernachweis	IHA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2-3X/Wo	Sero
Antigennachweis (Galaktomannan)	ELISA	Se, BAL, Li (je mind. 800 µl)	1 Tag	2-3X/Wo	Sero
Kultur	Anzucht	resp. Material, Abstr., Biopsat, Li	Mind. 48h	täglich	Bak
<b>Astrovirus (humanes Astrovirus siehe auch Enterisches Virus Stuhl- Panel)</b>					
RNA-Nachweis	PCR	Stuhl	1 Tag	werktags	PCR
<b>Atypische Mykobakterien siehe Mycobacterium spp.</b>					
<b>Bartonella henselae</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 150 µl)	1 Tag	2X/Wo	Sero
<b>Bordetella parapertussis (siehe auch Filmarray respiratorisches Panel)</b>					
DNA-Nachweis	PCR	resp. Materialien, 2 ml od. tr. Abstr.	1 Tag	Bei Bedarf	PCR
<b>Bordetella pertussis (siehe auch Filmarray respiratorisches Panel)</b>					
Anti-Toxin- Antikörpernachweis (IgG)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	Bei Bedarf, mind. 1X/Wo	Sero
DNA Nachweis	PCR	resp. Materialien, 2 ml od. tr. Abstr.	1 Tag	Bei Bedarf	PCR
<b>Borrelia burgdorferi s.l.</b>					
1.Stufe: Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 250 µl), Li (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
2.Stufe: Bestätigungstest (IgG, IgM)	Immunoblot	Se (mind. 100 µl), Li (mind. 800 µl)	1 Tag	2-3x/Wo	Sero
Antikörperindex (ASI)	ELISA	Serum-Liquor-Paar, zeitgleiche Abnahme	1-2 Tage	werktags	Sero
<b>Brucella spp.</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2x/Wo	Sero
<b>Campylobacter spp.</b>					
Kultur	Anzucht	Stuhl in Transportmedium	3 Tage	täglich	Bak
<b>Candida spp. (Sproßpilze)</b>					
Antikörpernachweis (IgG)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2x/Wo	Sero
Antikörpernachweis	IHA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2x/Wo	Sero
Antigennachweis Mannan	ELISA	Se (mind. 800 µl), Li (mind. 800 µl)	1 Tag	Mo/Mi/Fr	Sero
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	1 bis max. 7 Tage	täglich	Bak
<b>Chlamydia trachomatis</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgA)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	werktags	Sero
DNA Nachweis	PCR	Erststrahlurin ♂, Urethral-, Cervixabstrich ♀ u.a.(Spezialset!)	1 Tag	bei Bedarf	PCR

<b>Chlamydia pneumoniae</b> (siehe auch Filmarray <b>resp. Panel oder Respiratorische Bakterien Panel</b> )					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2x/Wo	Sero
DNA Nachweis ( <b>empfohlen!</b> )	PCR	resp. Materialien (ideal: BAL, TRS), 2ml	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Clostridioides difficile (Stufendiagnostik)</b>					
1. GDH-/Toxin	Membrangeb. Immunoassay	Stuhl ohne Transportmedium	1 Tag	werktags	Bakt
2. Toxingennachweis	PCR	Stuhl	3 h	werktags	PCR
<b>Clostridium tetani („Impftiter“)</b>					
Anti-Toxinnachweis (IgG)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	Bei Bedarf	Sero
<b>Corona-Virus (SARS CoV-2)</b>					
RNA-Nachweis	PCR	resp. Materialien	1-2 Tag(e)	bei Bedarf	PCR
Variantenanalyse	PCR	resp. Materialien	5-7 Tage	1-2/Woche	PCR
<b>Corynebacterium diphtheriae</b> („Impftiter“) <span style="float: right;">Hinweis: Verdacht einer akuten Erkrankung ist meldepflichtig</span>					
Anti-Toxinnachweis (IgG)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	Bei Bedarf	Sero
<b>Coxsackie-Viren (siehe Enteroviren)</b>					
<b>Cryptococcus spp.</b>					
Antigennachweis	Latex-Agglutination	Li, BAL, Se (je mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Mikroskopie	Tusche-Präparat	Li	1 Tag	täglich	Bak
<b>Cryptosporidium parvum</b>					
Antigennachweis	ELISA	Stuhl	1 Tag	werktags	Bak
<b>Cytomegalie Virus (CMV)</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	CLIA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikörper-Avidität	CLIA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
DNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml), Liquor*, Urin*, BAL*	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
DNA-Nachweis qual.	PCR	Biopsat	1-2 Tage	bei Bedarf	Extern
<b>Dermatophyten</b>					
Mikroskopie	KOH-Präparat	Hautschuppen, Nagelspäne, Haare	1 Tag	werktags	Bak
Kultur	Anzucht	Hautschuppen, Nagelspäne, Haare	4 Wochen	werktags	Bak
<b>Obligat enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAggEC)</b>					
Toxin-Gen-Nachweis	PCR	Bei Anforderung und Wachstum von E. coli	incl. Kultur 3-4 Tage	bei Bedarf	Bak/PCR
<b>Entamoeba histolytica</b>					
Antigennachweis	ELISA	Stuhl	½ Tag	werktags	Bak
<b>Enterisches Virus Stuhl- Panel: Noro-Viren, Rota-Viren, Adeno-Viren, Sapo-Viren und Astro-Viren</b>					
RNA-Nachweis qual.	PCR	Stuhl	1 Tag	werktags	PCR
<b>Enterobius vermicularis syn. Oxyuren (Madenwurm)</b>					
Mikroskopie	Mikroskopie	z.B. Tesaabklatsch (anal)	½ Tag	werktags	Bak
<b>Enteroviren Pool (Coxsackie-, ECHO-, Polioviren und andere)</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 100 µl), Li (mind. 100 µl)	1 Tag	2-3x/Wo	Sero
RNA-Nachweis qual.	PCR	Li (mind. 200µl)	3 h	werktags	PCR
RNA-Nachweis qual.	PCR	Stuhl	1-2 Tage	werktags	Extern
<b>Epstein-Barr-Virus (EBV)</b>					
Antikörpernachweis VCA (IgG, IgM)	CLIA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikörpernachweis EBNA 1 (IgG)	CLIA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
DNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml)	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR

<b>FilmArray Meningitis/Encephalitis:</b> E.coli K1, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, CMV, Enterovirus, HSV1, HSV2, HHV6, VZV, Human parechovirus, Cryptococcus neoformans/gattii					
DNA/RNA Nachweis	PCR	Liquor	2-3 h nach <b>LABOREINGANG</b>	Bei Bedarf	PCR
<b>FilmArray Respiratorisches Panel:</b> Adenovirus, Coronavirus (229E, HKU1, OC43, NL63), HMPV, Rhinovirus/Enterovirus, Influenza (A, A/H1, A/H1-2009, A/H3, B), Parainfluenza (1-4), RSV, Bordetella pertussis/parapertussis, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae					
DNA/RNA Nachweis	PCR	resp. Materialien	2-3 h nach <b>LABOREINGANG</b>	bei Bedarf	PCR
<b>FSME</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 250 µl), Li (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikörperindex (ASI)	ELISA	Serum-Liquor-Paar, zeitgleiche Abnahme	2 Tage	werktags	Sero
FSME-RNA-Nachweis	PCR	Liquor	Mehrere Tage	werktags	Extern
<b>Gardnerella vaginalis</b>					
Kultur	Anzucht	Urogenital-Abstr.	≥ 2 Tage	täglich	Bak
<b>Giardia lamblia</b>					
Antigennachweis	ELISA	Stuhl ohne Transportmedium	1 Tag	werktags	Bak
<b>Haemophilus influenza</b>					
Antikörpernachweis (IgG) nur Typ B („Impfritter“)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	≥ 2 Tage	täglich	Bak
<b>Hantavirus</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	Immunoblot	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	Bei Bedarf	Sero
<b>Helicobacter pylori</b>					
Antigennachweis	ELISA	Stuhl ohne Transportmedium	1 Tag	werktags	Bak/Sero
Kultur/PCR	Anzucht/PCR	Biopsat	11 Tage	bei Bedarf	Extern
<b>Hepatitis-A-Virus (HAV)</b>					
Anti-HAV (total, IgG+IgM)	CLIA	Se (mind. 20 µl)	3 h	werktags	IKC
Anti-HAV-IgM	CLIA	Se (mind. 20 µl)	3 h	werktags	IKC
<b>Hepatitis-B-Virus (HBV)</b>					
HBs-Antigen	CLIA	Se (mind. 200 µl)	3 h	täglich	IKC
HBe-Antigen	CLIA	Se (mind. 100 µl)	3 h	werktags	IKC
Anti-HBs	CLIA	Se (mind. 100 µl)	3 h	werktags	IKC
Anti-HBe	CLIA	Se (mind. 100 µl)	3 h	werktags	IKC
Anti-HBc	CLIA	Se (mind. 50 µl)	3 h	werktags	IKC
Anti-HBc-IgM	CLIA	Se (mind. 15 µl)	3 h	werktags	IKC
HBV-DNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml), Se	3 h nach Laboreingang	bei Bedarf	PCR
<b>Hepatitis-C-Virus (HCV)</b>					
Anti-HCV	CLIA	Se (mind. 10 µl)	3 h	werktags	IKC
HCV-Bestätigungstest	Immunoblot	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
HCV-RNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml), Se	3 h nach Laboreingang	bei Bedarf	PCR
HCV Genotypisierung	PCR	EDTA (7,5 ml), Se	2 Tage	Bei Bedarf (min. jede 2. Woche)	PCR
<b>Hepatitis-D-Virus (HDV)</b>					
Anti-HDV	CLIA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	Bei Bedarf	Sero
<b>Hepatitis-E-Virus (HEV)</b>					
Anti-HEV (IgG, IgM, Stufendiag.)	ELISA, Immunoblot	Se (mind. 250 µl)	1-2 Tage	Bei Bedarf	Sero

<b>Herpes simplex Virus 1+2</b>					
Antikörpernachweis (IgG)	ELISA	Se (mind. 250 µl), Li (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikörperindex (ASI)	ELISA	Serum-Liquor-Paar, zeitgleiche Abnahme	2 Tage	werktags	Sero
DNA-Nachweis qual.	PCR	tr. Abstr.	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
DNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml), Liquor*,	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
<b>HIV</b>					
HIV 1+2 Suchtest (AK + p24-Ag)	CLIA	Se (mind. 100 µl)	3 h	täglich	IKC
HIV-1/-2-Lineblot, <i>nur Kinder-HIV-Ambulanz</i>	IB	Se (mind. 20 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
HIV-1-RNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml)	3 h nach Laboreingang	bei Bedarf	PCR
<b>Humanes-Herpes-Virus-6 (HHV 6 Typ A und Typ B)</b>					
DNA Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml), Liquor*,	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
<b>Influenza A+B</b>					
Influenza-A RNA-Nachweis	PCR	Nasen-Rachen-Abstr. (trocken),BAL,TRS	1-2 h nach LABOREINGANG	bei Bedarf	PCR
Influenza-B RNA-Nachweis					
<b>Legionella pneumophila (siehe auch Respiratorische Bakterien Panel)</b>					
Antigennachweis (Serotyp 1)	IC	Urin	2h nach Eingang	täglich	Sero
Kultur	Anzucht (bitte Kommentar)	resp. Material	Bis 7 Tage	täglich	Bak
Serotypisierung	Latexagglutination	Kulturmateriale	Nach Kultur 3 Tage	Bei Bedarf	Bak
DNA Nachweis	PCR	resp. Materialien	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Malaria</b>					
Malariadiagnostik	Untersuchung im IKC	EDTA	2 h	täglich	IKC
<b>Masern</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 100 µl), Li (mind. 200 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikörperindex (ASI)	ELISA	Serum-Liquor-Paar, zeitgleiche Abnahme	2 Tage	werktags	Sero
<b>MRGN Screening</b>					
Kultur	Anzucht	Stuhl, Rektalabstr., Wundabstr., Urin	1 (neg.)-3 Tage	täglich	Bak
<b>MRSA Screening</b>					
DNA Nachweis	PCR	Nasenabstr. (Spezialset)	1 Tag nach Laboreingang, Dringende Proben nach tel. Ankündigung auch schneller	werktags	PCR
Kultur	Anzucht	Nasen-, Rachen-, Wundabstr., etc	1-2 Tage	täglich	Bak
<b>Mumps</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 200 µl), Li (mind. 500 µl)	1 Tag	2-3x/Wo	Sero
<b>Mycobacterium spp.</b>					
Quantiferon-TB-Test	IGRA	Spezialentnahmeset	2 Tage	werktags	Sero
MTB Komplex DNA Nachweis	PCR	resp. Mat., Urin, Li, Punktate	½ Tag	bei Bedarf	PCR
NTM DNA Nachweis	PCR	positive Kulturproben aus Bakteriologie	2-3 Tage	bei Bedarf	PCR
Kultur	Anzucht	resp. Material, Urin, Li, Punktate, Stuhl, Magensekret	Bis 8 Wochen	2x pro Woche	Bak
		10 ml Blut in Lithium-Heparin	Bis 8 Wochen	werktags	extern
		Biopsate	Bis 8 Wochen	2x pro Woche	Bak
Mikroskopie	Ziehl-Neelsen-Färbung	resp. Materialien, Liquor, Punktate, Magensekret	1 Tag	werktags	Bak

<b>Mycoplasma genitalium</b>					
DNA Nachweis	PCR	Erststrahlurin♂, Urethral-, Cervixabstrich ♀ u.a.(Spezialset!)	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Mycoplasma hominis</b>					
Kultur	Anzucht	Erststrahlurin, Urogenitalabstr., Magensaft (Spezialmedium)	Bis 2 Tage	werktags	Bak
DNA-Nachweis	PCR	resp. Materialien (ideal: BAL, TRS), 2ml	1 bis 2 Tage	werktags	extern
<b>Mycoplasma pneumoniae</b> (siehe auch Filmarray <b>respiratorisches Panel</b> oder <b>Respiratorische Bakterien Panel</b> )					
Antikörpernachweis (IgG/A)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
DNA Nachweis ( <b>empfohlen!</b> )	PCR	resp. Materialien (ideal: BAL, TRS), 2ml	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Neisseria gonorrhoeae</b>					
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	3 Tage	täglich	Bak
Mikroskopie	Gram-Färbung	Abstrich auf Objektträger	1 Tag	werktags	Bak
DNA Nachweis	PCR	Erststrahlurin, Urethral-, Cervixabstr. U.a.(Spezialset!)	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Neisseria meningitidis</b> (siehe auch Filmarray <b>Meningitis-Panel</b> )					
Kultur	Anzucht	Liquor, diverse Materialien	2 Tage	täglich	Bak
<b>Nocardia spp.</b>					
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	7 Tage	täglich	Bak
<b>Norovirus</b> (siehe auch <b>Enterisches Virus Stuhl- Panel</b> )					
RNA Nachweis qual.	PCR	Stuhl	1 Tag	Bei Bedarf	PCR
<b>okkultes Blut</b> (im Stuhl)					
hHB-Nachweis	LFA	Stuhl in Puffer	1 Tag	werktags	Sero
<b>Parasiten im Stuhl:</b> Z.B. Balantidium coli, Blastocystis hominis, Entamoeba histolytica/dispar, Giardia lamblia					
Mikroskopie	Parasitenanreicherung	Stuhl	1 Tag	werktags	Bak
<b>Parvovirus B19 (PV)</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 300 µl)	1 Tag	werktags	Sero
PV B19 DNA Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml)	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
<b>Pneumocystis jiroveci</b>					
DNA-Nachweis	PCR	resp. Material, BAL bevorzugt	1Tag	mehrmals/Woche	PCR
<b>Polyomavirus</b>					
BK DNA Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml), Urin 2,5ml	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
JC DNA Nachweis quant.	PCR	Liquor, Urin 2,5ml	>2 Tage	werktags	Extern
JC Antikörper mit AI	ELISA	Serum/ Liquor-Paar	ca. 1 Woche	werktags	Extern
<b>Pseudomonas aeruginosa</b>					
Antikörpernachweis (gegen AP, Ela, ExoA) <i>nur CF-Patienten</i>	ELISA	Se (mind. 150 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	2 Tage	täglich	Bak
<b>Respiratorische Bakterien Panel:</b> Legionella spp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae					
DNA Nachweise	PCR	resp. Materialien	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Rheumoserologie</b>					
Anti-Streptokokken-DNase B	DNA-Fällung	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2x pro Woche	Sero
Anti-Staphylolysin	Latex-Aggl.	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	2x pro Woche	Sero
<b>Rotavirus</b> (siehe auch <b>Enterisches Virus Stuhl- Panel</b> )					
RNA Nachweis qual.	PCR	Stuhl	1 Tag	bei Bedarf	PCR
<b>Röteln</b>					
Antikörpernachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikörperindex (ASI)	ELISA	Serum-Liquor-Paar, zeitgleiche Abnahme	2 Tage	werktags	Sero

<b>RS-Virus (Respiratory syncytial Virus)</b>					
DNA-Nachweis	NAT	TRA, Nasopharyngealspirat, -abstr (tr)	1-2 h nach LABOREINGANG	werktags	PCR
<b>Salmonella spp.</b>					
Kultur	Anzucht	Stuhl in Transportmedium	2 Tage	taglich	Bak
<b>Sapovirus (Humanes Sapovirus siehe auch Enterisches Virus Stuhl- Panel)</b>					
RNA-Nachweis	PCR	Stuhl	1 Tag	werktags	PCR
<b>Schistosoma spp. (Bilharziose)</b>					
Mikroskopie	Parasitenanreicherung	Urin, Stuhl	1 Tag	werktags	Bak
<b>Shigella spp.</b>					
Kultur	Anzucht	Stuhl in Transportmedium	2 Tage	taglich	Bak
<b>Streptococcus pneumoniae (siehe auch Filmarray Meningitis-Panel)</b>					
Antigennachweis	IC	Urin, Li	2h nach Laboreingang	werktags	Sero
Kultur	Anzucht	diverse Materialien	2 Tage	taglich	Bak
Antigennachweis	Latex-Aggl.	Li	2 h nach Laboreingang	bei Bedarf	Bak
<b>Toxoplasma gondii</b>					
Antikornachweis (IgG, IgM)	CLIA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikorper-Aviditat	CLIA	Se (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
DNA Nachweis qual.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml), Li, Frw.	Einige Tage	werktags	Extern
<b>Treponema pallidum (Stufendiagnostik)</b>					
1. Lues-Suchtest (IgG+IgM)	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	werktags	Sero
2. Treponema pallidum (IgG)	WB	Se (mind. 100 µl), Li (mind. 200 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
2. Treponema pallidum (IgM / Bestatigungstest)	WB	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
2. VDRL (Aktivitatsmarker)	Partikel-Aggl.	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	bei Bedarf	Sero
<b>Trichomonas vaginalis</b>					
Mikroskopie	Nativ	Morgenerin, Vaginal-, Uretharsekret	1 Tag	werktags	Bak
<b>Ureaplasma spp.</b>					
Kultur	Anzucht	Erststrahlurin, Urogenitalabstr., Magensaft (Spezialmedium)	Bis 2 Tage	werktags	Bak
DNA-Nachweis	PCR	resp. Materialien (ideal: BAL, TRS), 2ml	1 bis 2 Tage	werktags	extern
<b>Varizella zoster Virus (VZV)</b>					
Antikornachweis (IgG, IgM)	ELISA	Se (mind. 250 µl), Li (mind. 250 µl)	1 Tag	werktags	Sero
Antikorperindex (ASI)	ELISA	Serum-Liquor-Paar, zeitgleiche Abnahme	2 Tage	werktags	Sero
DNA-Nachweis qual.	PCR	tr. Abstr., Kammerwasser	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
DNA-Nachweis quant.	PCR	EDTA (7,5 ml, mind. 2 ml), Liquor	1 Tag	mehrmals/Woche	PCR
<b>Vibrio cholerae</b> Hinweis: Verdacht meldepflichtig, Untersuchung telefonisch anmelden (- 2347)					
Kultur	Anzucht	Stuhl	Mehrere Tage	werktags	extern
<b>VRE Screening</b>					
Kultur	Anzucht	Stuhl, Rektalabstr., etc.	24h nach Eingang	taglich	Bak
<b>Wurmeier mikroskopisch:</b> zB. Ancylostoma duodenale (Hakenwurm), Ascaris lumbricoides (Spulwurm), Diphyllbothrium latum (Fischbandwurm), Hymenolepis nana (Zwergbandwurm), Necator americanus (Hakenwurm), Strongyloides stercoralis (Zwergfadenwurm), Taenia saginata (Rinderbandwurm), Taenia solium (Schweinebandwurm), Trichuris trichiura (Peitschenwurm)					
Mikroskopie	Parasitenanreicherung	Stuhl	1 Tag	2x/Wo	Bak
<b>Yersinia spp.</b>					
Antikornachweis (IgG/M), „Rheumaserologie“	ELISA	Se (mind. 100 µl)	1 Tag	Bei Bedarf	Sero
Kultur	Anzucht	Stuhl, Punktate	2 Tage	taglich	Bak

## 7. Abkürzungsverzeichnis

Abstr.	Abstrich
AG	Antigen
AK	Antikörper
AP, Ela, ExoA	Extrazelluläre Proteine von Pseud. aeruginosa: Alkalische Protease, Elastase ,Exotoxin A
BAL	Bronchiallavage
Bak	Bakteriologisches Labor (Tel: 2347)
CAP	community-acquired pneumonia (ambulant erworbene Pneumonie)
CLIA	Chemilumineszenz-Immunoassay
EA	Early Antigen
EBNA	Nukleäres Antigen des Epstein-Barr-Virus
EDTA	EDTA-Blut Monovette
ELISA	Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay
Extern	Externe Untersuchung (Labor wird auf Anfrage mitgeteilt)
Frw.	Fruchtwasser
FSME	Frühsommer-Meningoenzephalitis
IC	Immunchromatographischer Test
IFT	Immunofluoreszenztest (Fluoreszenz-Mikroskopie)
IgA	Immunglobulin A
IgG	Immunglobulin G
IgM	Immunglobulin M
IGRA	Interferon-Gamma-Release-Assay
IHA	Indirekter Hämagglutinationstest
IKC	Institut für Klinische Chemie
IM	Immunoblot
Latex-Aggl.	Latex-Agglutination
LFA	Lateral Flow Assay
Li	Liquor
MRSA	Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus
MRGN	Multiresistentes gram negatives Bakterium
MTB-Komplex	Mycobacterium-tuberculosis-Komplex
NTM	Nicht-tuberkulöse Mycobakterien
PCR	polymerase chain reaction (Polymerase-Ketten-Reaktion), PCR-Labor (Tel: 2787)
qual.	qualitativ
quant.	quantitativ
RA	Rachenabstrich
resp. Material	respiratorisches Material (z.B. BAL, TRS, Sputum)
Se	Serum
Sero	Serologisches Labor (Tel: 2499)
TB	Tuberkulose
TPE	Typhus-Paratyphus-Enteritis-Erreger (Salmonellen, Shigellen, Aeromonas)
TPPA	Treponema pallidum Partikel-Agglutinationstest
tr. RA	trockener Rachenabstrich
TRS	Trachealsekret
VCA	virales Capsid-Antigen
VDRL-Test	Venereal Disease Research Laboratory Test (Nachweis antilipoidaler Antikörper)
VRE	Vancomycin resistente Enterokokken
WB	Westernblot (= Immunoblot)